



Scheda Pratica

Scarica tutte le schede pratiche dal sito www.aggiornarsiafirenze.it

Franco Ongaro: Endodonzia del III Millennio

TRUCCO DEL MESTIERE

In alcuni casi, durante il riempimento retrogrado del canale, al termine del trattamento endodontico, si può creare un difetto di riempimento come si può notare dalla radiografia dell'elemento 17.

Per ovviare a questo inconveniente basta mettere a contatto l'estremità del beccuccio della siringa Obtura o sistemi similari con la guttaperca del down pack e mantenerla in loco per circa 10 secondi in modo tale che la guttaperca della porzione apicale venga riscaldata e raggiunga la temperature della guttaperca che verrà espulsa dalla siringa.

Inoltre nel momento in cui si preme il grilletto non bisogna sollevare attivamente la pistola ma bisogna lasciare che la pistola stessa fuoriesca e si sollevi passivamente ad opera della pressione esercitata dalla guttaperca che fuoriesce.

In questo modo si otterranno sempre dei riempimenti perfetti.

